

Assay Performance Data

Naam assay:	Beta-2-microglobuline (urine)		
Traceerbaarheid:			
Gekalibreerd naar		1 ^{ste} International Standard of the WHO 1985, Code: B2M	
Referentie-interval of afkapgrenzen		(m/L)	
Herkomst referentiewaarden		Vanaf 1 maart 2016: < 0.3 mg/L Bron Bijsluiter Siemens	
Stabiliteit monster			
4 °C		Ja/ Nee , 8 dagen indien op pH gebracht en met stabilisator. Houdbaarheidscriteria liggen binnen de grenzen zoals aangegeven in de meest recent bijsluiter.	
Detectielimieten		(mg/L)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)		Afhankelijk van de standaard concentratie Niet bekend	
Imprecisie		(mg/L)	
Concentratie (0.81) Concentratie (4.49)		CV (%):3.5 CV (%):3.7	
Meetbereik		(mg/L)	
Meetbereik		0.7 - 22.6 in de standaard verdunning	
Extern QC programma			
(Inter)nationaal extern QC programma		RfB (TM)	

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 30-1-2023
-------------------	------------------