

Assay Performance Data

Naam assay:	CTx in serum
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	Synthetisch Referentie standaard (Roche)
Referentie-interval of afkapgrenzen (pg/ml)	
Herkomst referentiewaarden	Z-score tussen -2 SD en 2 SD Eigen onderzoek
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/ Nee *, termijn serum 6 uur Ja/ Nee *, termijn serum 8 uur Ja/ Nee *, termijn 3 maanden Bron: meest recente bijsluiters
Detectielimieten (pg/ml)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	10 Niet bekend
Imprecisie (pg/ml)	
Concentratie (287) Concentratie (614) Concentratie (2424)	CV (%): 2.8 CV (%): 2.6 CV (%): 1.9
Meetbereik (pg/ml)	
Meetbereik	10-6000 Eventueel: Mogelijkheid tot verdunnen. Uitslagen < 10
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	UK-NEQAS(Bone metabolism) , RfB (Bone metabolism)
Indien niet beschikbaar, alternatieve aanpak	N.v.t.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: Eduard Heine	Datum: 5-11-2018
-----------------------------	------------------