

Laboratorium Medische Immunologie (Amsterdam UMC, locatie AMC)

Assay performance data:

Myositis specifieke IgG As panel in serum

Traceerbaarheid:

- N.v.t., er is geen internationaal referentie preparaat beschikbaar

Referentie-interval: Afwezig

- Bron ref-interval: bijsluiter kit
 - Geslachtsafhankelijkheid: Nee
 - Leeftijdsafhankelijk: Nee

Stabiliteit monster bij

KT: minimaal 3 dagen

4°C: minimaal 7 dagen

-20°C: minimaal 1 jaar

Detectielimieten:

- N.v.t., het gaat om een kwalitatieve uitslag

Imprecisie

- N.v.t., het gaat om een kwalitatieve uitslag

Meetbereik:

- N.v.t., het gaat om een kwalitatieve uitslag

Deelname aan extern QC-programma? Ja, UK-NEQAS en IfQ-Lübeck