

Laboratorium Medische Immunologie (Amsterdam UMC, locatie AMC)

Assay performance data:

Lymfocyten geactiveerde T Cellen subpopulaties panel in bloed m.b.v. flowcytometrie

Traceerbaarheid:

- N.v.t., er is geen internationaal referentie preparaat beschikbaar

Referentie-interval: Zie Referentiewaarden

- Bron referentiewaarden; eigen waarneming
- Geslachtsafhankelijkheid: Nee
- Leeftijdsafhankelijk: Nee

Stabiliteit monster bij

KT: ca. 24 uur

Detectielimieten:

- Varieert en is afhankelijk van het aantal gemeten CD3+CD4+ danwel CD3+CD8+ T-cellen.

Imprecisie

- CV tot ca. 13% bij een uitslag van rond de 1%

Meetbereik:

- Ondergrens varieert en is afhankelijk van het aantal gemeten CD3+CD4+ danwel CD3+CD8+ T-cellen.

Deelname aan extern QC-programma?

Niet beschikbaar maar wel alternatieve aanpak. Voor nadere informatie hierover neem contact op met contactpersoon voor deze test.