

Laboratorium Medische Immunologie (Amsterdam UMC, locatie AMC)

Assay performance data:

Myeloperoxidase IgG As [eenheden/volume] in serum

Traceerbaarheid:

- N.v.t. Er wordt niet gekalibreerd naar een gecertificeerd referentiemateriaal

Referentie-interval: Zie referentiewaarden

- Bron ref-interval: bijsluiter kit
 - Geslachtsafhankelijkheid: Nee
 - Leeftijdsafhankelijk: Nee

Stabiliteit monster bij

KT: minimaal 3 dagen

4°C: minimaal 7 dagen

-20°C: minimaal 1 jaar

Imprecisie

- CV tot ca. 13%

Meetbereik:

- Bij een uitslag boven het meetbereik wordt de test herhaald op een extra verdund monster waardoor er uiteindelijk altijd een kwantitatieve uitslag volgt.

Deelname aan extern QC-programma? Ja, SKML ANCA/GBM