

Assay performance data:

- Humaan epididymis proteïne 4 [mol/volume] in serum

Traceerbaarheid:

- De methode is gestandaardiseerd tegen de HE4 EIA methode van Fujirebio Diagnostics Inc

Referentie-interval of afkappingen met UCUM-eenheden

- Bron ref-interval: zelf vastgesteld
- Geslachtsafhankelijkheid: onbekend
- Leeftijdsafhankelijk: ja

Stabiliteit monster bij

KT: 1 dag
4°C: 14 dagen
-20°C: 2.5 jaar

Detectielimieten:

- LoD: 15.0 pmol/L
- LoQ: 20.0 pmol/L

Imprecisie

- Bij concentratie 46.8 pmol/L: CV = 3.0%
- Bij concentratie 399 pmol/L: CV = 2.2%

Meetbereik:

- Het meetbereik loopt van 15 tot 1500 pmol/L
- Evt: uitslagen > of < : nvt

Deelname aan extern QC programma?

- Neen
- Alternatief: vervolg patientenmonster op lange termijn