

## Afdeling Klinische Chemie

Locatie VUmc

### Assay Performance Data

Naam assay:	Stikstof
Traceerbaarheid (gekalibreerd naar):	Totaal stikstof gemeten op Cobas 6000 met zelf bereide standaarden (Kjeldahl methode).
Detectielimiet:	0,1 mg N
Meetbereik:	0 – 58,3 g/L
Meetonzekerheid:	Bij concentratie 6.5 g/L: CV 10% Bij concentratie 11.8 g/L: CV 11%
Deelname aan Extern QC programma: <i>Indien niet beschikbaar, welke alternatieve aanpak?</i>	Alternatief: monstervergelijk met UMCG