

Laboratorium Medische Immunologie (Amsterdam UMC, locatie AMC)

Assay performance data:

Perforine expressie in T cellen en NK cellen in bloed

Traceerbaarheid:

- N.v.t., er is geen internationaal referentie preparaat beschikbaar

Referentie-interval: Niet beschikbaar, vrijwel alle NK-cellen behoren expressie te vertonen van perforine. Voor T-cellen is de expressie gerelateerd aan het percentage memory en memory/effector T-cellen en dit is o.a. afhankelijk van de leeftijd

- Geslachtsafhankelijkheid: Nee
- Leeftijdsafhankelijk: Wel voor T-cellen maar niet voor NK-cellen

Stabiliteit monster bij

KT: ca. 24 uur

Imprecisie

- CV tot ca. 6%

Meetbereik:

- Ondergrens varieert en is afhankelijk van het aantal gemeten T-cellen danwel NK-cellen.

Deelname aan extern QC-programma?

Niet beschikbaar. Voor nadere informatie hierover neem contact op met contactpersoon voor deze test.