

Afdeling Klinische Chemie

Locatie VUmc

Assay Performance Data

Naam assay:	CA 15.3
Traceerbaarheid (gekalibreerd naar):	Elecsys assay en kalibrator Roche, bepaald op e801. Gestandardiseerd tegen de Enzymun-Test CA 15-3 methode en CA 15-3 RIA van Fujirebio Diagnostics.
Detectielimiet:	1.0 U/mL
Meetbereik:	1.0 - 30.000 U/mL
Meetonzekerheid:	Juistheid: -0,26 % Precisie: 6,9 % Meetonzekerheid: 14,1 % (TE (%) = Bias (%) + 2*precisie (%))
Deelname aan Extern QC programma: <i>Indien niet beschikbaar, welke alternatieve aanpak?</i>	SKML Tumormerkstoffen