

Laboratorium Medische Immunologie (Amsterdam UMC, locatie AMC)

Assay performance data:

Calprotectine [massa/massa] in feces

Traceerbaarheid:

- N.v.t., er is geen internationaal referentie preparaat beschikbaar

Referentie-interval: <50 mg/kg

- Bron ref-interval: bijsluiter kit
 - Geslachtsafhankelijkheid: Nee
 - Leeftijdsafhankelijk: Nee

Stabiliteit monster bij

KT: ca. 24 uur

4°C: monster na binnenkomst op lab niet koelen maar invriezen

-20°C: minimaal 1 jaar

Detectielimieten:

- 3,8-6000 mg/kg

Imprecisie

- CV oplopend tot 45%. Oorzaak van hoge CV ligt in sampling error doordat Calprotectine niet gelijkmatig is verdeeld in feces.

Meetbereik:

- Uitslagen boven 6000 mg/kg worden als >6000 mg/kg gerapporteerd

Deelname aan extern QC-programma? Ja, SKML en EQUALIS