

Laboratorium Medische Immunologie (Amsterdam UMC, locatie AMC)

Assay performance data:

**Extraheerbare nucleaire As [aanwezigheid] in serum m.b.v. immunoblot**

Traceerbaarheid:

- N.v.t., er is geen internationaal referentie preparaat beschikbaar

Referentie-interval: Afwezig

- Geslachtsafhankelijkheid: Nee
- Leeftijdsafhankelijk: Nee

Stabiliteit monster bij

KT: minimaal 3 dagen

4°C: minimaal 7 dagen

-20°C: minimaal 1 jaar

Detectielimieten:

- N.v.t., het gaat om een kwalitatieve uitslag

Imprecisie

- N.v.t., het gaat om een kwalitatieve uitslag

Meetbereik:

- N.v.t., het gaat om een kwalitatieve uitslag

Deelname aan extern QC-programma? Ja SKML Collageen