

Assay Performance Data

Naam assay:	Nitisinone (NTBC) in bloedspot
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	Eigen standaard
Referentie-interval of afkapgrenzen (gebruik UCUM-eenheden)	
Herkomst referentiewaarden	n.v.t.
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur -20 °C	Ja, minimaal 45 dagen Ja, minimaal 1 jaar (droog bewaren met silica)
Detectielimieten (gebruik UCUM-eenheden)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	0,2 µM 0,4 µM
Imprecisie (gebruik UCUM-eenheden)	
<u>Concentratie</u> 8,3 µM 26,9 µM 97,8 µM	<u>CV</u> 6,6% 8,6% 8,0%
Meetbereik (gebruik UCUM-eenheden)	
Meetbereik	2,5-100 µM
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	ERNDIM

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: M.R. Heiner-Fokkema	Datum: 8-1-19
------------------------------------	---------------